

## AEROSOL MEDIO Y 100 Mod. 102

Indicato per ambulatori, Ospedali, A.S.L., Cliniche, Case di riposo, studi medici e centri polivalenti.

**CE**  
0051

Apparecchio portatile di tipo professionale indicato per *la cura e la profilassi delle vie respiratorie* mediante somministrazione aerosolica di soluzioni medicinali.

L'apparecchio, protetto da una struttura di acciaio con copertura in alluminio con trattamento anticorrosione, necessita solamente di alimentazione elettrica. L'aria aspirata è trattata mediante filtro batterico.

Il dispositivo è comprensivo di:

- gruppo elettrocompressore con pompa a pistone a secco
- innesto per nebulizzatore manuale
- manometro di controllo
- riscaldatore termostato
- interruttori protetti con spie luminose: accensione e spegnimento(On/Off), e riscaldatore

La miscela aerosolizzata è riscaldata tramite dispositivo termostato (disinseribile) che evita la sensazione di freddo, tipica delle cure aerosoliche, senza comunque alterare le proprietà del medicamento.

Caratteristica dell'apparecchio è quella di fornire a scelta **due tipi di nebulizzazione: secca** oppure **umida**, secondo il nebulizzatore utilizzato.

La fornitura comprende i seguenti accessori:

- nebulizzatore in vetro tipo pyrex D1 (nebbia umida);
- nebulizzatore in vetro tipo pyrex D3 (nebbia secca);
- terminali di utilizzo (mascherina sterilizzabile, biforcazione nasale, prolunga orale);
- manicotto di raccordo nebulizzatore/terminali di utilizzo;
- tubo in silicone;
- filtro batterico
- Il carrello con vano porta accessorie ruote antistatiche è fornito **a richiesta**.

L'apparecchio è conforme alla **Direttiva 93/42 CEE "Dispositivi Medici"**, alle norme di sicurezza **EN 60601** e viene costruito in regime di assicurazione qualità secondo le norme **UNI EN ISO 9001:2000** ed **UNI EN ISO 13485:2004**.

La dichiarazione di conformità alla **Direttiva 93/42 CEE** ed il report dei parametri elettrici di sicurezza registrati in fase di collaudo finale per ogni singolo dispositivo sono forniti unitamente all'apparecchio.





Via Goldoni 13, 20090  
Trezzano Sul Naviglio (MI)  
Tel. +39-02-48400362  
Fax +39-02-48400360  
[info@faset.com](mailto:info@faset.com)  
[www.faset.com](http://www.faset.com)