

## IMPIANTO MODULARE PER TERAPIE INALATORIE Mod.730-IMO

**CE**

0051

Sistema componibile di **posti cura** per effettuare differenti tipologie di terapie inalatorie quali in sintesi:

**Humage, Aerosol Medicale, Aerosol Termale, Inalazione a Getto di Vapore, Insufflazione Endotimpanica e Doccia Micronizzata** con la possibilità, per alcune, di additivazione di **vibrazioni soniche**.

Per la definizione dei possibili abbinamenti di terapie nel medesimo posto cura vedere lo schema in fondo.

L'impianto modulare così realizzato è posizionabile a parete o a centro stanza a seconda delle disponibilità di spazio in poliambulatori, cliniche, farmacie, centri inalatori, ospedali e terme.



L'impiantistica e le conseguenti opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto modulare sono ridotte al minimo, l'impianto modulare Mod.730-IMO necessita del solo collegamento agli impianti primari.

Per facilitare eventuali interventi di manutenzione/ispezione la struttura dell'impianto, realizzata in acciaio trattato con vernici epossidiche, è carenata mediante pannelli in materiale plastico autoestinguente completamente asportabili.

L'aria ambiente aspirata è trattata mediante **filtro batteriostatico**. Il comando delle apparecchiature è di tipo elettromeccanico e l'impianto è completamente autonomo oppure, a richiesta, secondo particolari esigenze, può essere collegato ad impianto di aria compressa e/o vapore centralizzati.

Ogni modulo è completo di lavabo (a richiesta solo per insufflatori), separatore e relativi comandi.

L'apparecchio è **conforme alla direttiva 93/42 CEE** "Dispositivi Medici", alle norme di sicurezza **EN 60601** e viene costruito in regime di assicurazione qualità secondo le norme **UNI EN ISO 9002** ed **UNI CEI EN 46002**. La dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42 CEE ed il report dei parametri elettrici di sicurezza registrati in fase di collaudo finale vengono forniti unitamente all'apparecchio.

**VERSIONI:**

- Aerosol Medicale e Termale **(2) (3)**
- Inalazioni caldo umide **(3)**
- Abbinato Aerosol Medicale Termale e inalazioni Caldo Umide **(2) (3)**
- Insufflatore endotimpatico, Aerosol Medicale e Termale **(1)**
- Humage, Aerosol Medicale e Termale **(2) (3)**

**OPTIONAL:**

- (1)** - Gruppo sonico
- (2)** - Doccia micronizzata
- (3)** - Comando a microprocessore con gestione elettronica